

## **TRULENE NON ASSORBIBILE 7,6 x 15 cm - trasparente conf. 6 pz.**



Rete TRULENE (polipropilene) - non assorbibile

Equivalente marchio Ethicon: PROLENE MESH

- Dimensioni: 7,6 x 15 cm

Caratteristiche:

- non aderente al tessuto e biologicamente inerte
- supporto duraturo per lunghi periodi
- eccellente resistenza alla trazione e flessibilità
- facile da collocare tra i tessuti
- materiale inerte
- non contiene/ospita microrganismi
- riduzione trombogenica

Applicazioni:

- cura di ernie, chirurgia plastica, generale e gastrointestinale

Caratteristiche tecniche:

- suture chirurgiche non assorbibili in monofilamenti di polipropilene
- il prodotto non richiede alcun rivestimento ed è fornito non trattato
- sterilizzato con ossido di etilene

Manuale e scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Vita utile: 5 anni.