

Cucitrice Cutanea Monouso Sterile - Conf. 5 Pezzi



CUCITRICE CUTANEA MONOUSO STERILE - confezione da 5 pezzi

- Semplice e facile da usare. I punti sono in acciaio inossidabile di ottima qualità 317 L per uso medico e ogni apparecchio è dotato di 35 punti.
- La sua grande velocità riduce il tempo di suturazione e il rischio di contrarre infezioni.
- Le cicatrici sono più sottili e il tempo di cicatrizzazione è velocizzato.
- La rimozione delle graffette è indolore e agevole grazie all'utilizzo dell'apposita levapunti.
- Da usare per suture cutanee in sala operatoria, sala parto, pronto soccorso, cliniche, ospedali e ambulatori medici.
- Scatola e manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

La cucitrice cutanea monouso sterile è uno strumento medico progettato per la sutura rapida ed efficace delle ferite chirurgiche. Realizzata in acciaio inox di alta qualità (AISI 317L per uso medico), garantisce resistenza, precisione e affidabilità durante le procedure di chiusura cutanea.

Ogni dispositivo è dotato di 35 punti metallici pre-caricati, che consentono una sutura uniforme e sicura. L'utilizzo della cucitrice riduce significativamente i tempi di suturazione rispetto ai metodi tradizionali, contribuendo a minimizzare il rischio di infezioni e favorendo una più rapida cicatrizzazione della ferita.

Sterile e monouso, è pronta all'impiego in sala operatoria, pronto soccorso, cliniche, ambulatori medici e reparti ospedalieri. Il design ergonomico facilita l'impugnatura e il controllo durante l'applicazione, migliorando la precisione del gesto clinico.

Dispositivo indicato esclusivamente per uso professionale sanitario, rappresenta una soluzione pratica e sicura per la chiusura cutanea post-operatoria.

FAQ - Domande e Risposte

Quanti punti contiene ogni cucitrice?

Ogni dispositivo è dotato di 35 punti metallici pre-caricati.

Il prodotto è sterile?

Sì, è sterile e confezionato singolarmente per uso monouso.

In quale materiale sono realizzati i punti?

In acciaio inox AISI 317L per uso medico.

Dove può essere utilizzata?

In sala operatoria, pronto soccorso, cliniche e ambulatori medici.

È riutilizzabile?

No, è un dispositivo monouso da smaltire dopo l'utilizzo.

Cucitrice cutanea monouso sterile con 35 punti in acciaio AISI 317L. Confezione da 5 pezzi per uso medico professionale.