

KIT SUTURA 1 - sterile 1 kit



Contenuto del kit:_

—

—

—

Telino_

—

Pinza chirurgica_

—

Porta aghi_

—

Pinza anatomica_

—

Pinza ad anelli_

—

Morsetto Styptic (pinza Kelly)_

—

Forbici rette_

—

Comprese di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati_

–

4 o 5 tamponi di garza_

–

Guanti in vinile_

–

Sacchetto monouso grande _

–

Telino TNT + telino PE 50 x 60 cm con foro_

–

–

–

Etichetta / istruzioni in: GB, IT.