

## KIT RIMOZIONE SUTURA 3 - sterile 1 kit



Contenuto del kit: \_

—

—

—

Telino \_

—

Pinza anatomica \_

—

Pinza ad anelli \_

—

Forbici Littauer \_

—

Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati \_

—

Compresse di garza 10 x 10 cm 8 strati \_

—

4 o 5 tamponi di garza \_

—

Guanti in vinile \_

–

Sacchetto monouso grande \_

–

Cerotto medicazione 15 x 12 cm\_

–

–

–

Etichetta / istruzioni in: GB, IT.