

CATETERE NELATON ch/fr 14 - maschio - 38 cm - sterile - GIMA in PVC - conf. 100 pz.



CATETERI NELATON STERILI IN PVC SENZA FTALATI

Due fori laterali con bordi arrotondati - Monouso - MASCHILE - lunghezza 38 cm

Gli ftalati (DEHP) sono additivi utilizzati nell'industria plastica per il PVC. Possono nuocere al sistema riproduttivo umano. Il lattice è completamente privo di ftalati.

Catetere Nelaton maschile ch/fr 14 - verde scuro

Catetere maschile: 2 fori laterali con bordi arrotondati

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

Il catetere Nelaton CH14 maschile sterile GIMA è un dispositivo monouso progettato per garantire sicurezza, comfort e affidabilità nelle procedure di cateterismo urinario. Realizzato in PVC medicale senza ftalati, rappresenta una soluzione sicura per il paziente, riducendo i rischi legati all'utilizzo di materiali potenzialmente dannosi per l'organismo.

Con una lunghezza di 38 cm, è specificamente studiato per l'anatomia maschile e assicura un utilizzo pratico ed efficace. La presenza di due fori laterali con bordi arrotondati facilita il drenaggio e contribuisce a ridurre il rischio di irritazioni o traumi durante l'inserimento.

Il dispositivo è completamente sterile e confezionato singolarmente, garantendo elevati standard igienici e sicurezza in ambito medico, ospedaliero e domiciliare. Il colore identificativo verde scuro consente un rapido riconoscimento del calibro CH14, facilitando il lavoro degli operatori sanitari.

Fornito in confezione da 100 pezzi, è ideale per utilizzo professionale in strutture sanitarie o per uso continuativo. La qualità GIMA assicura affidabilità e conformità agli standard medicali internazionali.

FAQ - Domande e Risposte

Il catetere è sterile?

Sì, ogni catetere è confezionato singolarmente sterile.

Contiene ftalati?

No, è realizzato in PVC senza ftalati per maggiore sicurezza.

È adatto per uso maschile?

Sì, è progettato specificamente per pazienti maschili.

Quanti pezzi contiene la confezione?

La confezione include 100 cateteri monouso.

È facile da utilizzare?

Sì, i fori laterali arrotondati facilitano l'inserimento e il drenaggio.

Catetere Nelaton CH14 maschio sterile 38 cm GIMA in PVC senza ftalati, confezione da 100 pezzi ideale per uso medico e domiciliare.