

CATETERE NELATON ch/fr 16 - maschio - 38 cm - sterile - conf. 100 pz.



CATETERI NELATON STERILI IN PVC SENZA FTALATI*

Due fori laterali con bordi arrotondati - Monouso - MASCHILE - lunghezza 38 cm

*Gli ftalati (DEHP) sono additivi utilizzati nell'industria plastica per il PVC. Possono nuocere al sistema riproduttivo umano. Il lattice è completamente privo di ftalati.

Catetere Nelaton maschile ch/fr 16 - arancione

Catetere maschile: 2 fori laterali con bordi arrotondati

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il catetere Nelaton?

È utilizzato per il drenaggio urinario temporaneo.

È adatto per uso maschile?

Sì, la lunghezza di 38 cm è specifica per anatomia maschile.

È sterile?

Sì, ogni catetere è confezionato singolarmente sterile.

Contiene lattice o ftalati?

No, è latex free e privo di ftalati.

Come si riconosce la misura?

Tramite il codice colore standard del connettore.

Catetere Nelaton CH16 maschio 38 cm sterile conf. 100 pz.

In PVC senza ftalati, atraumatico e monouso, ideale per drenaggio urinario sicuro.