

**CATETERE NELATON ch/fr 14 - femmina - 18 cm -
sterile - conf. 100 pz.**



CATETERI NELATON STERILI IN PVC SENZA FTALATI* Due fori laterali con bordi arrotondati - Monouso - FEMMINILE - lunghezza 18 cm

*Gli ftalati (DEHP) sono additivi utilizzati nell'industria plastica per il PVC. Possono nuocere al sistema riproduttivo umano. Il lattice è completamente privo di ftalati.

Catetere Nelaton femminile ch/fr 14 - verde scuro

Catetere femminile: 2 fori laterali con bordi arrotondati

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

Il catetere Nelaton sterile Ch/Fr 14 femminile da 18 cm è un dispositivo medico monouso progettato per procedure urologiche e di cateterismo temporaneo. Realizzato in PVC medicale trasparente, garantisce praticità, sicurezza e comfort durante l'utilizzo in ambito sanitario professionale.

Questo modello femminile presenta una lunghezza di 18 cm ed è dotato di due fori laterali con bordi arrotondati, studiati per favorire un drenaggio efficace e ridurre il rischio di irritazioni durante l'inserimento. La struttura senza ftalati contribuisce a una maggiore sicurezza del dispositivo, rendendolo idoneo per utilizzo professionale in ospedali, cliniche e ambulatori.

Il catetere Nelaton Ch/Fr 14 è sterile, monouso e confezionato singolarmente per garantire elevati standard igienici. Il colore identificativo facilita il riconoscimento immediato della misura, migliorando la gestione operativa da parte del personale sanitario.

Grazie alla confezione da 100 pezzi, il prodotto rappresenta una soluzione pratica per strutture mediche che necessitano di forniture affidabili e pronte all'uso per procedure urologiche quotidiane.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il catetere Nelaton?

È utilizzato per il cateterismo urinario temporaneo.

Questo modello è sterile?

Sì, il catetere è sterile e monouso.

Qual è la lunghezza del catetere?

La lunghezza è di 18 cm.

Il prodotto contiene ftalati?

No, è realizzato in PVC senza ftalati.

Quanti pezzi sono inclusi nella confezione?

La confezione contiene 100 cateteri.

Catetere Nelaton sterile Ch/Fr 14 femmina 18 cm in PVC senza ftalati.

Dispositivo medico monouso per uso urologico. Confezione da 100 pezzi.