


**CATETERE FOLEY LATTICE 2 VIE ch/fr 16 - 5-10 ml -
sterile conf. 10 pz.**



CATETERI FOLEY STERILI IN LATTICE 100% RIVESTITI IN SILICONE - MONOUSO

- ch/fr 16

Cateteri a 2 vie - palloncino 5-10 ml - lunghezza 40 cm - valvola rigida

Palloncino 5-10 ml significa che il palloncino può misurare tra 5 ml e 10 ml

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE,
FI, RO, BG, GR, HR, SI