

**SIRINGA A FISARMONICA DI GEL LUBRIFICANTE PER
CATETERE LIDO C con lidocaina 12 ml - sterile conf.
25 pz.**



GEL LUBRIFICANTE PER CATETERI LIDO C IN SIRINGA A FISARMONICA 12 ml - con Lidocaina - sterile - conf. da 25

Gel lubrificanti per cateteri, sterili, solubili in acqua, non irritanti, con effetto anestetico locale grazie al contenuto di Lidocaina 2% e proprietà antisettiche grazie al contenuto di Clorexidina 0,05%. Facilitano l'inserimento di cateteri e altri strumenti medici (cateterizzazione, cistoscopia) nell'uretra e nella vescica. Riducono il rischio di trauma uretrale durante l'inserimento del catetere e la possibilità di infezione, riducendo l'attrito. Senza lattice e ipoallergenici. Lubrificazione efficace e durevole. Possono essere applicati con facilità. Viscosità ideale. Classe III

Dopo la sterilizzazione gamma il colore può cambiare nel tempo, passando da trasparente a giallastro o rosato