

CATETERE ASPIRAZIONE ch/fr 10 - 50 cm conf. 100 pz.



CATETERE ASPIRAZIONE ch/fr 10

CATETERI D'ASPIRAZIONE STERILI IN PVC SENZA FTALATI* - con adattatore conico

*Gli ftalati (DEHP) sono additivi utilizzati nell'industria plastica per il PVC. Possono nuocere al sistema riproduttivo umano. Il lattice è completamente privo di ftalati.

- Catetere d'aspirazione ch/fr 10 - nero
- Lunghezza: 50 cm
- Tecnologia speciale: il diametro interno non si restringe ai bordi
- Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

Catetere Aspirazione CH/FR 10 Sterile 50 cm per Procedure di Aspirazione

Il Catetere Aspirazione CH/FR 10 è un dispositivo medico sterile progettato per le procedure di aspirazione delle secrezioni nelle vie respiratorie e in altri contesti clinici che richiedono la rimozione controllata di liquidi o materiali biologici. Realizzato in PVC trasparente senza ftalati, garantisce sicurezza, flessibilità e praticità durante l'utilizzo.

Grazie alla lunghezza di 50 cm e all'adattatore conico universale, il catetere consente un collegamento semplice ai sistemi di aspirazione comunemente utilizzati in ambito ospedaliero, ambulatoriale e assistenziale. La trasparenza del materiale permette un controllo visivo immediato del flusso aspirato, facilitando il monitoraggio della procedura.

La particolare lavorazione del lume interno riduce il rischio di ostruzioni e contribuisce a mantenere costante l'efficacia dell'aspirazione. Ogni catetere è confezionato singolarmente in modo sterile per garantire elevati standard igienici e ridurre il rischio di contaminazioni.

La confezione da 100 pezzi rappresenta una soluzione pratica e conveniente per ospedali, RSA, ambulatori, strutture sanitarie e professionisti che necessitano di dispositivi affidabili per l'attività quotidiana.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il catetere di aspirazione CH/FR 10?

È utilizzato per l'aspirazione di secrezioni e liquidi durante procedure cliniche e assistenziali.

Quanto è lungo il catetere?

La lunghezza è di 50 cm.

Il prodotto è sterile?

Sì, ogni catetere è confezionato singolarmente sterile.

Contiene ftalati?

No, è realizzato in PVC senza ftalati.

Quanti pezzi sono inclusi nella confezione?

La confezione contiene 100 cateteri sterili.

Catetere Aspirazione CH/FR 10 sterile da 50 cm in PVC senza ftalati.

Confezione da 100 pezzi per uso professionale in ambito sanitario e assistenziale.