

## **CATETERE ASPIRAZIONE ch/fr 14 - 50 cm conf. 100 pz.**



### **CATETERI D'ASPIRAZIONE STERILI IN PVC SENZA FTALATI\* - con adattatore conico**

\*Gli ftalati (DEHP) sono additivi utilizzati nell'industria plastica per il PVC. Possono nuocere al sistema riproduttivo umano. Il lattice è completamente privo di ftalati.

- Catetere d'aspirazione ch/fr 14 - verde scuro
- Lunghezza: 50 cm
- Tecnologia speciale: il diametro interno non si restringe ai bordi
- Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

Il catetere per aspirazione ch/fr 14 da 50 cm è un dispositivo medico sterile progettato per le procedure di aspirazione delle secrezioni in ambito sanitario e ospedaliero. Realizzato in PVC senza ftalati e completamente latex free, garantisce elevati standard di sicurezza e biocompatibilità, risultando indicato anche per pazienti sensibili o allergici al lattice.

Questo catetere sterile è dotato di adattatore conico e presenta una struttura studiata per facilitare il passaggio delle secrezioni senza restringimenti interni, migliorando l'efficacia dell'aspirazione. La lunghezza di 50 cm assicura praticità e maneggevolezza durante l'utilizzo in reparti ospedalieri, cliniche, ambulatori e assistenza professionale.

La misura ch/fr 14 è identificata dal colore verde scuro, secondo la codifica standard internazionale, permettendo un'immediata identificazione del calibro. Ogni confezione contiene 100 pezzi sterili monouso, ideali per utilizzo intensivo in ambienti sanitari.

Grazie alla qualità dei materiali e alla produzione conforme agli standard medicali, questi cateteri per aspirazione rappresentano una soluzione affidabile per procedure di aspirazione sicure ed efficienti.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **A cosa serve il catetere per aspirazione?**

*Serve per aspirare secrezioni e fluidi dalle vie respiratorie del paziente.*

##### **Il prodotto contiene lattice?**

*No, il catetere è completamente latex free.*

##### **Il PVC contiene ftalati?**

*No, è realizzato in PVC senza ftalati.*

##### **Qual è la lunghezza del catetere?**

**La lunghezza è di 50 cm.**

##### **Quanti pezzi sono inclusi nella confezione?**

*La confezione contiene 100 cateteri sterili monouso.*

Catetere aspirazione sterile ch/fr 14 da 50 cm in PVC senza ftalati e latex free.

Confezione da 100 pezzi per uso sanitario professionale.