

CATETERE ASPIRAZIONE ch/fr 16 - 50 cm conf. 100 pz.



CATETERE ASPIRAZIONE ch/fr 16 - 50 cm conf. 100 pz.

CATETERI D'ASPIRAZIONE STERILI IN PVC SENZA FTALATI* - con adattatore conico

*Gli ftalati (DEHP) sono additivi utilizzati nell'industria plastica per il PVC. Possono nuocere al sistema riproduttivo umano. Il lattice è completamente privo di ftalati.

- Catetere d'aspirazione ch/fr 16 - arancione
- Lunghezza: 50 cm
- Tecnologia speciale: il diametro interno non si restringe ai bordi
- Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

Il Catetere Aspirazione CH/FR 16 50 cm è un dispositivo destinato all'aspirazione, realizzato in PVC senza ftalati e dotato di adattatore conico per il collegamento al sistema di aspirazione.

Il catetere presenta una lunghezza di 50 cm e una misura CH/FR 16, identificata dal raccordo di colore arancione. La particolare tecnologia utilizzata per la realizzazione del tubo permette al diametro interno di non restringersi in corrispondenza dei bordi.

Il materiale è privo di DEHP e lattice, caratteristica che lo rende adatto all'impiego in ambito sanitario e professionale.

La confezione contiene 100 cateteri per aspirazione CH/FR 16.

FAQ - Domande Frequenti

Qual è la misura del catetere?

Il catetere ha misura CH/FR 16.

Quanto è lungo il catetere per aspirazione?

La lunghezza è di 50 cm.

Il catetere contiene lattice?

No, il prodotto è indicato come latex free.

Quanti cateteri contiene la confezione?

La confezione comprende 100 pezzi.

Catetere aspirazione CH/FR 16 lungo 50 cm in PVC senza ftalati, DEHP free e latex free, con adattatore conico.

Confezione da 100 pezzi.