

**AGO MESOTERAPIA LUER 27G 0,40x6 mm - grigio
conf. 100 pz.**



AGHI LUER MESOTERAPIA - STERILI

- Calibro: 27G (Ø 0,40 mm)
- Lunghezza: 6 mm
- Colore: grigio
- Confezione da 100 pezzi
- Sterile

Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene.

Sterilizzati con ossido di etilene.

Confezionati in blister singolo realizzato con carta medica.

Made in Japan.