

**AGO MESOTERAPIA LUER 31G 0,26x6 mm - azzurro  
conf. 100 pz.**



**AGHI LUER MESOTERAPIA - STERILI**

- Calibro: 31G (Ø 0,26 mm)
- Lunghezza: 6 mm
- Colore: azzurro
- Confezione da 100 pezzi
- Sterile

Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene.

Sterilizzati con ossido di etilene.

Confezionati in blister singolo realizzato con carta medicale.

Made in Japan.