

**AGO SCLEROTERAPIA/FILLER LUER 30G 0,30x12mm -  
giallo conf. 100 pz.**



**AGHI LUER SCLEROTERAPIA/FILLER - STERILI**

- Calibro: 30G (Ø 0,30 mm)
- Lunghezza: 12 mm
- Colore: giallo
- Confezione da 100 pezzi
- Sterile

Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene.

Sterilizzati con ossido di etilene.

Confezionati in blister singolo realizzato con carta medica.

Made in Japan.

Ogni ago è sterile e confezionato singolarmente per garantire sicurezza, igiene e praticità d'utilizzo. La confezione da 100 pezzi rappresenta una soluzione ideale per studi medici, ambulatori estetici e professionisti del settore.

Grazie all'elevata qualità costruttiva e alla precisione applicativa, questi aghi sono una scelta affidabile per trattamenti professionali di medicina estetica.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **Per quali trattamenti è indicato questo ago?**

*È adatto per filler, mesoterapia e scleroterapia.*

##### **Qual è la misura dell'ago?**

*Il calibro è 30G con dimensioni 0,30x12 mm.*

##### **Gli aghi sono sterili?**

*Sì, ogni ago è sterile e monouso.*

##### **Il connettore è compatibile con siringhe standard?**

*Sì, il raccordo Luer è compatibile con le principali siringhe medicali.*

##### **Quanti aghi contiene la confezione?**

*La confezione include 100 aghi sterili.*

Ago scleroterapia filler Luer 30G 0,30x12 mm sterile monouso confezione 100 pezzi.

Ideale per medicina estetica, filler e mesoterapia professionale.