

**AGO SCLEROTERAPIA/FILLER LUER 30G 0,30x12mm -
giallo conf. 100 pz.**



AGHI LUER SCLEROTERAPIA/FILLER - STERILI

- Calibro: 30G (Ø 0,30 mm)
- Lunghezza: 12 mm
- Colore: giallo
- Confezione da 100 pezzi
- Sterile

Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene.

Sterilizzati con ossido di etilene.

Confezionati in blister singolo realizzato con carta medica.

Made in Japan.