

**AGO SCLEROTERAPIA/FILLER LUER 31G 0,31  
0,26x12mm - azzurro conf. 100 pz.**



**AGHI LUER SCLEROTERAPIA/FILLER - STERILI**

- Calibro: 31G (Ø 0,26 mm)
- Lunghezza: 12 mm
- Colore: azzurro
- Confezione da 100 pezzi
- Sterile

Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene. Sterilizzati con ossido di etilene.

Confezionati in blister singolo realizzato con carta medica.

Made in Japan.

Indicato per studi medici, ambulatori estetici e professionisti della medicina estetica che necessitano di aghi sterili ad alta precisione per utilizzo professionale.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **Per quali trattamenti è indicato questo ago 31G?**

*È indicato per filler, mesoterapia e scleroterapia.*

##### **L'ago è sterile?**

*Sì, ogni ago è sterile e confezionato singolarmente.*

##### **Qual è la misura dell'ago?**

*La misura è 31G con lunghezza 12 mm.*

##### **È compatibile con siringhe Luer?**

*Sì, dispone di connessione Luer standard.*

##### **Quanti aghi contiene la confezione?**

*La confezione contiene 100 aghi monouso.*

Ago scleroterapia filler Luer 31G 0,31/0,26x12 mm sterile monouso conf. 100 pz.

Ideale per mesoterapia, filler e medicina estetica professionale.