

**AGO SCLEROTERAPIA/FILLER LUER 32G 0,23x12mm -
rosa conf. 100 pz.**



AGHI LUER SCLEROTERAPIA/FILLER - STERILI

- Calibro: 32G (Ø 0,23 mm)
- Lunghezza: 12 mm
- Colore: rosa
- Confezione da 100 pezzi
- Sterile

Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene.

Sterilizzati con ossido di etilene.

Confezionati in blister singolo realizzato con carta medica.

Made in Japan.

Ideali per studi medici, ambulatori estetici e professionisti del settore sanitario che necessitano di aghi professionali ad alte prestazioni per procedure estetiche e terapeutiche.

FAQ - Domande e Risposte

Per quali utilizzi è indicato questo ago 32G?

È indicato per filler, mesoterapia e scleroterapia.

L'ago è sterile?

Sì, è sterile e confezionato singolarmente.

Che misura ha l'ago?

La misura è 32G - 0,23x12 mm.

È compatibile con siringhe Luer?

Sì, dispone di connessione Luer standard.

Quanti aghi contiene la confezione?

La confezione contiene 100 aghi monouso.

Ago scleroterapia filler Luer 32G 0,23x12 mm sterile monouso conf. 100 pz.

Ideale per mesoterapia, medicina estetica e trattamenti filler professionali.