

**AGO SCLEROTERAPIA/FILLER LUER 32G 0,23x12mm -
rosa conf. 100 pz.**



AGHI LUER SCLEROTERAPIA/FILLER - STERILI

- Calibro: 32G (Ø 0,23 mm)
- Lunghezza: 12 mm
- Colore: rosa
- Confezione da 100 pezzi
- Sterile

Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene.

Sterilizzati con ossido di etilene.

Confezionati in blister singolo realizzato con carta medica.

Made in Japan.