

AGO FILLER LUER 30G 0,30x25 mm - giallo conf. 100 pz.



AGHI FILLER LUER - STERILI

- Calibro: 30G (Ø 0,30 mm)
- Lunghezza: 25 mm
- Colore: giallo
- Confezione da 100 pezzi
- Sterile

Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene.

Sterilizzati con ossido di etilene.

Confezionati in blister singolo realizzato con carta medica.

Made in Japan.

L'ago filler Luer 30G da 0,30 x 25 mm è un ago ipodermico sterile monouso progettato per trattamenti di mesoterapia, medicina estetica e infiltrazioni ad alta precisione. Grazie al calibro sottile 30G, consente una penetrazione delicata e controllata, riducendo il discomfort del paziente durante le procedure.

La cannula è realizzata in acciaio inox AISI 304 di alta qualità, con affilatura precisa studiata per garantire fluidità d'inserimento e massima affidabilità nell'utilizzo professionale. Il connettore Luer in polipropilene assicura compatibilità con le principali siringhe medicali utilizzate in ambito estetico e sanitario.

Sterilizzati con ossido di etilene e confezionati singolarmente in blister medicale, questi aghi rappresentano una soluzione sicura e pratica per medici estetici, ambulatori specialistici e professionisti del settore.

Il colore giallo identifica facilmente il calibro 30G secondo la codifica standard internazionale. Confezione da 100 pezzi ideale per utilizzo professionale continuativo.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve l'ago filler 30G?

È utilizzato per mesoterapia, medicina estetica e infiltrazioni di precisione.

Che misura ha questo ago?

Il modello è 30G con dimensioni 0,30 x 25 mm.

Gli aghi sono sterili?

Sì, sono sterili monouso confezionati singolarmente.

Il connettore è compatibile con siringhe Luer?

Sì, dispone di attacco Luer standard.

Quanti aghi sono inclusi nella confezione?

La confezione contiene 100 pezzi.

Ago filler Luer 30G 0,30x25 mm sterile conf. 100 pz per mesoterapia e medicina estetica.

Ago monouso in acciaio inox con attacco Luer standard.