

**AGO MICRO-MESOTERAPIA 30G 2,5mm - giallo conf.  
25 pz.**



**AGHI MICRO-MESOTERAPIA - STERILE**

- Tipo: ago
- Calibro 30G
- Lunghezza: 2,5 mm
- Colore: giallo
- Confezione da 25 pezzi
- Sterile

La Microterapia, evoluzione della mesoterapia, è una recente tecnica utilizzata per somministrare i medicinali tramite iniezione intradermica superficiale; si aggiunge ad altre tecniche quali le iniezioni sottocutanee, intramuscolari e intraveneree.

Grazie al calibro 30G (ultrasottile), questi aghi consentono una penetrazione delicata della pelle, riducendo il dolore e migliorando l'esperienza del trattamento. La lunghezza di 2,5 mm li rende perfetti per applicazioni superficiali, come trattamenti viso, cuoio capelluto e aree sensibili.

Il colore giallo permette un'identificazione immediata del calibro, facilitando il lavoro dell'operatore durante le procedure. Sono compatibili con siringhe standard con attacco Luer, garantendo versatilità e praticità d'uso.

Ogni ago è confezionato in modo sterile per assicurare la massima sicurezza e igiene. La confezione da 25 pezzi è ideale per studi medici, centri estetici e professionisti che eseguono trattamenti di mesoterapia in modo continuativo.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **Per quali trattamenti sono indicati?**

*Per mesoterapia e micro-iniezioni intradermiche superficiali.*

##### **Sono sterili?**

*Sì, ogni ago è confezionato sterile.*

##### **Sono riutilizzabili?**

*No, sono dispositivi monouso.*

##### **Che vantaggio ha il calibro 30G?**

*Riduce il dolore e aumenta la precisione dell'iniezione.*

##### **Sono compatibili con tutte le siringhe?**

*Sì, con siringhe standard con attacco Luer.*

Ago micro-mesoterapia 30G 2,5 mm sterile, ultrasottile e preciso.

Ideale per iniezioni intradermiche con minimo dolore. Confezione da 25 pezzi.