

S.I.T. TERAPIA INIEZIONE CUTANEA 31G 0,26x2,5mm
- bianco conf. 25 pz.



AGHI MICRO-MESOTERAPIA - STERILE

- Tipo: S.I.T. (Terapia ad iniezione cutanea)
- Calibro 31G (Ø 0,26 mm)
- Lunghezza: 2,5 mm
- Colore: bianco
- Confezione da 25 pezzi
- Sterile

La Microterapia, evoluzione della mesoterapia, è una recente tecnica utilizzata per somministrare i medicinali tramite iniezione intradermica superficiale; si aggiunge ad altre tecniche quali le iniezioni sottocutanee, intramuscolari e intraveneree.

Dispositivo monouso a forma di cono rovesciato con al centro un ago speciale ultra fine.