

## **CONNETTORE MULTI-INIEZIONE - circolare - 5 canali conf. 50 pz.**



### **CONNETTORI MULTINIETTORI MESO-RELLE**

- Tipo: circolare
- Connettori: 5
- Taper: Luer

I connettori multiniettori monouso per mesoterapia Meso-relle sono sterilizzati con ossido di etilene.

Confezionati in blister singoli e trasparenti, sono privi di colore in modo da consentire una visualizzazione completa del contenuto e resistono perfettamente ad elevati livelli di pressione.