

**PROVETTA 10 ml - cilindrica - 16x100 mm -  
polipropilene - sterile conf. 800 pz.**



**Provette in polipropilene 10 ml- sterili**

- Provetta 10 ml
- cilindrica
- 16x100 mm
- conf. da 800

Provette versatili con tappo rosso per contrassegnare la sterilità delle provette.

Tutte le provette sono dotate di uno spazio in cui scrivere.

Sterilizzazione con raggi beta.

---

**FAQ - Domande e Risposte**

**Di quale materiale sono realizzate le provette?**

*Sono realizzate in polipropilene resistente e di qualità professionale.*

**Le provette sono sterili?**

*Sì, vengono sterilizzate tramite raggi beta.*

**Quali dimensioni hanno?**

*Le provette misurano 16×100 mm con capacità da 10 ml.*

**È presente uno spazio per la scrittura?**

*Sì, ogni provetta dispone di un'area dedicata all'identificazione del campione.*

**Quanti pezzi contiene la confezione?**

*La confezione include 800 provette sterili.*

Provetta sterile 10 ml in polipropilene 16×100 mm con tappo rosso e area scrivibile.  
Confezione professionale da 800 pezzi per laboratorio.