

## BORSA PROFESSIONAL



### BORSA PROFESSIONAL - vuota

Borsa professionale versatile, progettata per medici generici e specialisti. Include: 3 buste trasparenti staccabili con velcro, 1 portafiale con 23 divisori con velcro, 1 borsetta ampia con 4 divisori con velcro, 1 divisorio rigido a clip, 1 portadocumenti, tasche varie, 1 tracolla, maniglia e cinghie nascoste per trasporto sulla schiena.

Prodotto in mylon 70D (esterno) e poliestere 600D (interno).

Peso: 3,3 kg.

Portata massima: 5 kg.

Dimensioni esterne: 42x35x15 cm.