

BORSA MULTIUSO - marrone/beige



BORSA MULTIUSO - marrone/beige

Borsa versatile, progettata per consentire agli infermieri di trasportare la strumentazione medica.

Dotata di 2 borsette interne trasparenti staccabili, una miniborsa rimovibile, 4 divisori interni mobili, una tasca laterale portadocumenti con chiusura a strappo e 2 tasche applicate.

Grande tasca esterna con 2 divisori interni.

Dotata di pratica maniglia, chiusura zip, gommini antiscivolo ed etichetta per il nome sul retro.

Dimensioni: 38x10xh 30 cm.