

## **ASTUCCIO MORBIDO MULTIUSO - blu**



### **ASTUCCIO MORBIDO MULTIUSO - blu**

Il divisorio interno separa l'astuccio in due scomparti, uno per lo stetoscopio, uno per gli accessori infermieristici. Scomparto inferiore con una tasca elastica e una tasca trasparente con cerniera. Scomparto superiore con 6 anelli elastici, una tasca trasparente con cerniera e una tasca con rete. Doppia cerniera per facilitare l'accesso.

Dimensioni: 28x12,5x6,5 cm.

Maniglia per il trasporto.