

## **BORSA SMART - piccola - rossa**



Borsa Smart in poliestere - vuota

- Materiale: poliestere
- Modello: piccolo
- Colore: rosso
- Misure: 45 x 28 x h 28 cm
- Numero spazi interni modulari: 3
- Tasche esterne: 4

Borsa emergenza professionale molto capiente grazie alla modularità interna che consente un'organizzazione personalizzata degli spazi.

Fornita di tasche esterne, divisori interni e una borsa staccabile con finestra trasparente.

Prodotte in poliestere 600D robusto e resistente all'acqua.

Provviste di doppia striscia gialla rifrangente.

Completamente svuotabili per una facile pulizia.

Fondo in gomma impermeabile per evitare infiltrazioni di acqua.

Possono essere trasportate a spalla o a mano.