

## **BORSA EMERGENZA - rossa**



BORSA EMERGENZA - poliestere - rossa - 35x45xh 21 cm

Borse estremamente capienti dalle dimensioni compatte.

Ampio scomparto centrale, 1 tasca frontale e 3 laterali.

Possibilità di essere trasportate a spalla (tracolla) o a mano (2 maniglie).

Materiale robusto e resistente all'acqua: poliestere 600D rivestito in PVC.

Provviste di strisce gialle rifrangenti e fondo in gomma.

2 tasche laterali 22x18 cm e 11x18 cm

Tasca laterale 32x18 cm

Tasca frontale 35x20 cm