

ZAINO SILOS 2 PVC - rosso



ZAINO SILOS-2 - PVC - rosso - 38x24xh 50 cm

Zaini professionali in poliestere 600D idrorepellente e resistente rivestito in PVC e con esterno in PVC.

- parte removibile con 4 tasche trasparenti e numerosi elastici
- parte centrale con 3 tasche, strisce in velcro ed elastici
- 2 tasche esterne con elastici e strisce in velcro: una 35x16 cm, una 35x32 cm con 4 tasche interne trasparenti
- fondo in gomma con 4 piedini
- due targhette removibili esterne per stampare il nome
- comodi spallacci e maniglia in plastica su entrambi i lati.