

ZAINO LOGIC 2 PVC - rosso



ZAINO LOGIC-2 - PVC - grande - 40x25xh 47 cm

Zaini con esterno in poliestere 600D idrorepellente e resistente con esterno in tela cerata di PVC.

Forniti con 6 borsette colorate con finestra trasparente e strisce in velcro, 2 tasche frontali e 2 tasche laterali.

Strisce interne in velcro ed elastici portaoggetti.

Divisorio centrale con cerniera ed elastici.

Fornito con strisce rifrangenti gialle e tracolle.