

PORTA VACCINI PROFESSIONALE



PORTA VACCINO PROFESSIONALE

Compatto, resistente, con una speciale schiuma PU isolante ad alta densità per un più sicuro trasporto del vaccino.

Composto da 8 contenitori porta ghiaccio da 400 ml che mantengono il vaccino freddo per 40 ore, ad una temperatura di 8° con temperatura esterna di 43°C (in assenza di apertura).

Capacità di stoccaggio dei vaccini: 2,6 l.

Struttura e coperchio con guarnizioni per un migliore isolamento.

- Dimensioni esterne: 28,5 x 25,5 x h 32 cm
- Dimensioni interne: 22 x 18 x h 24 cm

Made in Italy.