

## **MINI DIABETIC BAG vuoto - nylon blu**



MINI DIABETIC BAG - vuota - blu

Linea di borse termiche prodotte appositamente per il trasporto di medicinali che devono essere mantenuti a basse temperature, ideali per diabetici.

Sono fornite complete di panetto termico che mantiene la temperatura a circa 10°C fino a 10 ore.

Il materiale esterno è nylon vinilico idrorepellente con imbottitura in schiuma.

Misure 17x11,5x5,5 cm

Made in Italy.