

CIAMBELLA diam 35 cm



Ciambella Ø 35 cm

Ciambella di qualità in gomma. - Circonferenza interna Ø 14 cm.

La ciambella antidecubito diametro 35 cm è un dispositivo medico progettato per alleviare la pressione nelle zone sensibili del corpo, in particolare nell'area sacrale e perineale. Realizzata in gomma resistente e di alta qualità, è ideale per prevenire e gestire piaghe da decubito, dolori post-operatori o fastidi dovuti a lunghe permanenze in posizione seduta.

Grazie alla sua forma ad anello, distribuisce il peso in modo uniforme riducendo i punti di pressione e migliorando il comfort del paziente. È particolarmente indicata per anziani, pazienti allettati o persone in fase di recupero dopo interventi chirurgici. Facile da gonfiare e da pulire, rappresenta una soluzione pratica sia in ambito sanitario che domestico.

Compatta e leggera, può essere utilizzata su sedie, carrozzine o letti, offrendo un supporto efficace durante tutta la giornata.

Caratteristiche principali

Diametro esterno: 35 cm

Struttura in gomma resistente

Forma ad anello per scarico pressione

Ideale per prevenzione piaghe da decubito

Utilizzo su sedia, letto o carrozzina

Facile da gonfiare e pulire

Leggera e trasportabile

Adatta per uso sanitario e domiciliare

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve la ciambella antidecubito?

Serve a ridurre la pressione nelle zone sensibili prevenendo piaghe e dolori.

È gonfiabile?

Sì, può essere gonfiata facilmente in base al comfort desiderato.

Per chi è indicata?

Per anziani, pazienti allettati o post-operatori.

Si può usare su carrozzina?

Sì, è perfetta anche per sedute prolungate in carrozzina.

È facile da pulire?

Sì, la superficie in gomma permette una pulizia rapida.

Ciambella antidecubito 35 cm in gomma per prevenzione piaghe e comfort da seduta.

Ideale per anziani e post-operatorio, gonfiabile e facile da pulire.