

SCALDAPIEDI CON MASSAGGIO



SCALDAPIEDI CON MASSAGGIO

Confortevole scaldapiedi costituito da una superficie e da un rivestimento interno in morbidissimo pile.

Vibrazione a due motori.

Due impostazioni di calore.

Intensità alta e bassa del massaggio.

Rivestimento interno removibile e lavabile.

Fornito con scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, PT, GR, SE, PL, RO, FI, CZ.

Dimensioni: 30x30x24 cm

Consumo elettricità: 18 W

Tensione: 220-240 V