

BICCHIERE CON MANICI



BICCHIERE CON MANICI

Robusto bicchiere in plastica trasparente con due grandi manici per consentire una presa più sicura.

Base molto ampia per dare al bicchiere stabilità ed evitare che si rovesci.

Include un coperchio con beccuccio e foro per la cannuccia.

Adatto per pazienti con controllo limitato delle mani e tremori.

Il solo bicchiere è lavabile in lavastoviglie e adatto al microonde.

Capacità: 295 ml

Diametro: 7,60 cm

Altezza: 12,7 cm

Peso: 0,27 kg