

RIALZO WC CLIPUP



RIALZO WC CLIPUP® - autoclavabile

ClipUp® può essere installato in modo sicuro su qualsiasi tipo di WC.

Sistema di fissaggio innovativo mediante dente di arresto.

La forma con scanalatura anteriore fornisce il massimo confort e facilita l'igiene personale.

Portata massima: 150 kg.

Fornito con 6 gommini antiscivolo in SBS.

Sistema brevettato di aggancio con dente di arresto.

Made in France.

Dimensioni:

- larghezza 34 - 37 cm
- profondità 38,5 cm
- altezza 14 cm

Imballo: 45,5x16,5xh 39,5 cm

Apertura seduta (prof x largh): 26x16 - 19 cm

Elevazione WC: 10 cm

Peso: 0,872 kg

Materiale: 100% polipropilene