

## **RIALZO WC con sistema di fissaggio - 15 cm**



### **Rialzo per WC con sistema di fissaggio laterale.**

- Altezza: 15 cm
- Carico massimo 225 Kg
- Imballo: 373 x 165 x 410 mm
- Manuale: GB, IT, FR, ES, DE, GR
- Made in Italy.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **A cosa serve un rialzo WC?**

*Serve a facilitare seduta e alzata, riducendo lo sforzo sulle articolazioni.*

##### **È stabile durante l'uso?**

*Sì, grazie al sistema di fissaggio laterale offre elevata stabilità.*

**È compatibile con tutti i WC?**

*È compatibile con la maggior parte dei WC standard.*

**Quanto peso supporta?**

*Fino a circa 225 kg.*

**È facile da pulire?**

*Sì, i materiali consentono una pulizia rapida e igienica.*

Rialzo WC 15 cm con fissaggio laterale, stabile e resistente fino a 225 kg.

Ideale per anziani e riabilitazione.

Comfort e sicurezza in bagno.