

## **Bastone Sintetico a "T" - Nero - Carico 120 kg**



BASTONI SINTETICI: BASTONE A "T" - nero - carico 120 kg

Made in France.

---

Il bastone da deambulazione a "T" nero è un ausilio progettato per offrire supporto e stabilità durante la camminata a persone con difficoltà motorie temporanee o permanenti. Grazie alla struttura resistente e al design ergonomico, rappresenta una soluzione pratica per migliorare equilibrio e sicurezza negli spostamenti quotidiani.

La forma dell'impugnatura a T ergonomica consente una presa confortevole e stabile, distribuendo il peso in modo uniforme sulla mano e riducendo l'affaticamento durante l'utilizzo prolungato. La struttura sintetica garantisce leggerezza e robustezza, rendendo il bastone facile da maneggiare ma allo stesso tempo resistente nel tempo.

Con una portata massima di 120 kg, questo bastone da supporto è adatto per un'ampia gamma di utenti che necessitano di maggiore stabilità nella deambulazione. Il colore nero discreto e il design essenziale lo rendono adatto sia per uso domestico sia per utilizzo all'esterno.

Prodotto realizzato in Francia, progettato per offrire affidabilità, comfort e sicurezza nella mobilità quotidiana.

---

### **FAQ - Domande e Risposte**

Qual è la portata massima del bastone?

Il bastone supporta fino a 120 kg di peso.

Che tipo di impugnatura ha?

È dotato di impugnatura ergonomica a forma di T.

Il bastone è adatto per uso quotidiano?

Sì, è progettato per supportare la mobilità nella vita di tutti i giorni.

Il materiale è resistente?

Sì, è realizzato in materiale sintetico robusto e leggero.

Dove viene prodotto?

Il bastone è prodotto in Francia.

Bastone da deambulazione a T nero con portata 120 kg, impugnatura ergonomica e struttura sintetica resistente. Ausilio per mobilità quotidiana.