

MANIGLIONE FISSO PLASTICA - 30 cm



MANIGLIA STRIATA IN PLASTICA - 30 cm

Maniglia striata in PVC medicale, completa con placche di fissaggio in ABS e coperture a vite.

Viti da muro non incluse.

Isolamento elettrico.

La maniglia striata è antiscivolo e gradevole al tatto.

Possibilità di montaggio in posizione orizzontale o verticale.

Tubo Ø 3,5 cm.

Portata massima: 120 kg.

Manuale: GB, IT.

Made in Italy.