


## **MANIGLIONE PIEGHEVOLE AD "U" IN ACCIAIO RIVESTITO - 70 cm**



MANIGLIA A "U" IN ACCIAIO PIEGHEVOLE VERNICIATA A POLVERE - 70 cm

Supporto da parete per bagno, verniciato a polvere.

Progettato per sostenere il paziente quando si alza dal wc o si sposta da o verso il bagno.

Ripiegabile verso l'alto per facilitare l'accesso.

Portata: 125 kg.

Viti da muro non incluse.

Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, GR

Made in Italy.