

SEDIA DA DOCCIA GIREVOLE con schienale e seduta in PU - portata 136 kg



SEDIA DA DOCCIA GIREVOLE

Sedia di altezza regolabile e girevole a 360°.

I braccioli sollevabili facilitano il trasferimento del paziente.

La leva blocca la seduta in 4 posizioni differenti.

Struttura in alluminio argento, seduta e schienale in PU, imbottiti e confortevoli.

Braccioli rivestiti in schiuma.

Pieghevole.

Dimensioni della seduta: 40,7x33,7x h 5 cm.

Portata: 136 kg.

Peso: 5,3 kg.

Dim. imballo: 52,5x36xh 42,5 cm.

Dim. ripiegata : 51x34,5x h 40 cm.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR