

Quadripode Q1 in Alluminio con Impugnatura Ergonomica



QUADRIPODE Q1 - argento (alluminio con impugnatura in PU)

- Altezza regolabile 74-97 cm, peso 0,9 kg
- Carico massimo: 100 kg

Il quadripode Q1 in alluminio è un ausilio per la deambulazione progettato per offrire maggiore stabilità e sicurezza durante la camminata. Grazie alla base a quattro punti di appoggio, questo bastone garantisce un sostegno più stabile rispetto ai bastoni tradizionali, risultando particolarmente utile per persone con difficoltà di equilibrio o ridotta mobilità.

Realizzato in alluminio leggero e resistente, il quadripode combina robustezza e maneggevolezza, permettendo un utilizzo confortevole sia in ambienti domestici sia all'esterno. L'impugnatura ergonomica in PU (poliuretano) offre una presa comoda e sicura, riducendo l'affaticamento della mano durante l'utilizzo prolungato.

L'altezza del bastone è regolabile da 74 a 97 cm, consentendo di adattarlo facilmente alle esigenze dell'utilizzatore e garantendo una postura corretta durante la camminata. Nonostante il peso contenuto di circa 0,9 kg, il quadripode è progettato per sostenere un carico massimo fino a 100 kg, assicurando affidabilità e sicurezza.

Questo ausilio è indicato per anziani, persone in fase di riabilitazione o utenti con problemi di equilibrio, aiutando a migliorare la stabilità e a ridurre il rischio di cadute durante gli spostamenti quotidiani.

Grazie alla sua struttura stabile e alla regolazione dell'altezza, il quadripode Q1 rappresenta una soluzione pratica per chi necessita di un supporto aggiuntivo nella deambulazione.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il quadripode Q1?

È un bastone con base a quattro punti progettato per migliorare la stabilità durante la camminata.

Di che materiale è realizzato?

È realizzato in alluminio leggero con impugnatura ergonomica in PU.

L'altezza è regolabile?

Sì, può essere regolato da circa 74 a 97 cm.

Quanto pesa il quadripode?

Il peso è di circa 0,9 kg.

Qual è il carico massimo supportato?

Può sostenere fino a circa 100 kg.

A chi è consigliato questo ausilio?

È indicato per anziani, persone con difficoltà di equilibrio o in fase di riabilitazione.

Quadripode Q1 in alluminio con impugnatura ergonomica e altezza regolabile 74-97 cm.
Ausilio per deambulazione stabile con carico massimo 100 kg.