


## **STAMPELLE TIKI - blu/arancione 1 paio**



STAMPELLE PEDIATRICHE TIKI - blu/arancio - paio

Per bambini o ragazzi. L'impugnatura è regolabile da 16 a 21 cm.

Made in France.

Modello TIKI

Peso kg: 0,35

Altezza terra-impugnatura cm: 55-77

Materiale dell'impugnatura: Polipropilene

Diametro tubo sup./inf. mm: 22/19

Regolazioni altezza: regolabile 10 volte ogni 20 mm

Finitura/materiale: grigio/alluminio anodizzato

Certificate e testate fino a kg: 100

Norme applicate per i test: EN ISO 11334-1

Impugnatura regolabile: 3 volte

Dim. impugnatura: Ø x l x h mm 32x100x160/210