

DEAMBULATORE ASCELLARE



DEAMBULATORE ASCELLARE - 4 RUOTE - blu

Deambulatore in acciaio con 4 ruote e 2 freni.

Dotato di imbottitura del sedile staccabile e imbottitura dei braccioli in schiuma di PU.

Braccioli di altezza regolabile 114-139 cm.

Supporto posteriore di altezza regolabile 95-110 cm.

Richiudibile: larghezza 15,5 cm.

Dimensioni telaio: 71x54,5x h 71 cm.

Portata max: 130 kg.

Peso: 10,5 kg.

Istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.