

PORTABASTONE per DEAMBULATORE IDEAL cod. 43142



PORTABASTONE per DEAMBULATORE IDEAL cod. 43142

Il Portabastone per [Deambulatore Ideal cod. 43142](#) è un accessorio pratico progettato per consentire il trasporto sicuro e comodo del bastone durante l'utilizzo del deambulatore. Grazie alla sua struttura dedicata, permette di avere sempre il supporto da passeggio a portata di mano senza doverlo trasportare separatamente.

Questo accessorio è studiato per essere compatibile con il deambulatore Ideal, migliorando la funzionalità dell'ausilio e aumentando l'autonomia dell'utilizzatore durante gli spostamenti quotidiani. Il sistema di fissaggio consente di mantenere il bastone stabile durante la deambulazione, riducendo il rischio di cadute accidentali o ingombri.

Ideale per anziani, persone con ridotta mobilità o pazienti in fase di recupero, il portabastone rappresenta una soluzione semplice ma estremamente utile per rendere più pratico l'utilizzo del deambulatore in casa, in strutture assistenziali o durante gli spostamenti esterni.

Leggero, resistente e facile da installare, costituisce un accessorio indispensabile per chi utilizza contemporaneamente deambulatore e bastone da passeggio.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il portabastone per deambulatore?

Permette di trasportare il bastone direttamente sul deambulatore in modo pratico e sicuro.

Con quale deambulatore è compatibile?

È progettato per il [deambulatore Ideal cod. 43142](#).

È facile da installare?

Sì, il montaggio è semplice e rapido.

Il bastone rimane stabile durante l'utilizzo?

Sì, il supporto è studiato per mantenere il bastone in posizione durante gli spostamenti.

È adatto all'uso quotidiano?

Certamente, è pensato per migliorare comfort e praticità nell'utilizzo quotidiano del deambulatore.

Portabastone per [Deambulatore Ideal cod. 43142](#).

Accessorio pratico per trasportare il bastone in sicurezza durante gli spostamenti e la deambulazione.