

## DEAMBULATORE IDEAL



### DEAMBULATORE IDEAL - blu

Struttura in acciaio verniciato a polvere, pieghevole, regolabile in altezza, con 4 ruote solide (2 fisse posteriori e 2 piroettanti anteriori). Impugnatura ergonomica e freni a mano. Sedile in schiuma di PU, adesivi catarifrangenti, cestello e vassoio.

Peso: 10,8 kg - Portata: 120 kg.

Dimensione imballo: 590x255x715 mm.

Altezza regolabile 78-97 cm

Vassoio 39 x 25 cm

Ruote Ø 20 cm (8")

Ingombro: 66 x 59,2 cm

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES