

## CINTURA ADDOMINALE PREMIUM



CINTURE UNIVERSALI PER POLTRONE, COMODE, CARROZZINE

- CINTURA ADDOMINALE PREMIUM

Ausili per posizionare e spostare i pazienti in sicurezza.

Chiusura acetale a bottone per maggiore sicurezza e per evitare lo sgancio accidentale.

Ideali per carrozzine, comode e poltrone (con 43178).

Rivestimento in tessuto ignifugo e idrorepellente di classe 1.

Lavabile a max. 40°

Made in Italy.