

SOLLEVATORE IDRAULICO - portata 200 kg



Sollevamento tramite pompa idraulica azionata da leva di controllo laterale.

Movimento di discesa attraverso una valvola di scarico indipendente.

Base regolabile da 68 a 118 cm tramite un dispositivo manuale per accedere anche nei posti più stretti.

Telaio in acciaio verniciato. Maniglia di spinta antitraumatica. 2 rotelle posteriori Ø 100 mm, con freno indipendente e due rotelle anteriori Ø 70 mm.

Fornito con gancio per tetraplegici (27754).

Produzione italiana.

- Peso: 50 kg
- Lunghezza: 134 cm
- Base regolabile: 68-118 cm
- Gancio di sostegno: h min 76 cm, h max 167 cm