

CINTURA DI TRASFERIMENTO TRANSAC 105 cm - piccola



CINTURA DI TRASFERIMENTO TRANSAC - piccola

Cintura di trasferimento in poliuretano da fissare alla vita dell'assistente o del paziente per aiutare quest'ultimo a sedersi o alzarsi, con sforzo minimo e massima sicurezza.

Maniglie imbottite (5 verticali e 4 orizzontali), cinghia in poliestere e anello di nylon.

Lunghezza: 105 cm

Portata per il trasferimento: 160 kg.

Lavabile a 60°.

Made in France.